

EXCELE

A NEW ERA UNFOLDS WITH GREEN TECHNOLOGY



Wall Mount

- Velmi nízká hodnota vyzařovaného tepla
- Vysoká účinnost - poloviční spotřeba elektrické energie jako u standardních halogenových světel
- Velmi dlouhá životnost LED diod
- Barevná teplota 4.300 °K
- Svítivost 65.000 lx / 1 m
- Je k dispozici ve všech provedeních jako svítidla série 21st century
- 5 stupňů intenzity světla a vypínač ovládaný přímo na patentované sterilizovatelné rukojeti



Single Ceiling



Dual Ceiling



Single Trolley Chuttle Trak Mounting*



Dual Trolley Chuttle Trak Mounting*



Portable