

Centura


... bodová lampa s generátorem světla pro optický kabel
 / Storz, Olympus, Wolf a ACMI /

Všestranně využitelné, příjemné svítidlo Centura Prestige je jediné zdravotnické bodové svítidlo na trhu s možností využití světelného zdroje pro optická vlákna se čtyřmi pozicemi pro nejpoužívanější konektory - Storz, Olympus, Wolf a ACMI.

Centura Prestige je model s vysokou intenzitou světla a s možností fokusace. Ve vzdálenosti 914 mm je velikost bodu kontinuálně nastavitelná od prům. 76 mm do prům. 406 mm. Všechny modely jsou standardně vybaveny sterilizovatelnou rukojetí.

Technické parametry

Intenzita	21.500 lx / 914 mm
Barevná teplota	3.200 °K
Světelný zdroj	
- přední žárovka	150 W halogenová žárovka
- žárovka pro optické vlákno	150 W halogenová žárovka
Životnost žárovky	
- přední žárovka	500 hodin
- žárovka pro optické vlákno	40 hodin
Velikost pole v 914 mm	prům. 76 - 406 mm
Reflektor	prům. 5,0 cm dichroický zrcadlo / skleněný I/R filtr
Filtr	sterilizovatelná
Rukojeť	sterilizovatelná
Vstupní napětí	210-230 V, 50/60 Hz
Rotace světelné hlavy	540°
<u>Délka ramen:</u>	
Nástěnné a stropní svítidlo	145 cm
Stojanové svítidlo	98 cm
Vertikální pohyb ramene	+/- 40°
Výška stojanového svítidla	189 cm
<u>Hmotnosti svítidel:</u>	standard F.O.
Nástěnné	10,7 kg 11,9 kg
Stojanové	28,2 kg 30,0 kg
Stropní 1-ramenné	16,1 kg 17,3 kg
Stropní 2-ramenné	25,2 kg 28,6 kg



022943

72.738Kč
bez DPH



022942



022944

68.985Kč
bez DPH



022945

<u>Provedení:</u>	F.O.
nástěnné022942
stojanové022943
stropní 1-ram.022944
stropní 2-ram.022945

<u>Kombinovaná svítidla:</u>	
stropní Centura / Centura F.O.023045
stropní Centura / Centry
stropní Centura / Centurion
stropní Centura F.O. / Centry029345
stropní Centura F.O. / Centurion029545

F.O. = /fiber optik/ se světelným zdrojem pro optické vlákno

Všechna uvedená stropní svítidla lze montovat na pojízdný stropní systém Chuttle Trak (viz.samostatný list)