

Výrobce:



Dovozce a prodejce:

**hospital > engineering**

care is highest priority

www.hospitalengineering.cz

# Reflector Light

*... halogenové vyšetřovací a diagnostické svítidlo s vyjímečným designem*

## Technické parametry

Intenzita v 90 cm	37.700 lx
Barevná teplota	3.700
Světelný zdroj	150 W halogenová žárovka
Životnost žárovky	2.000 hodin
Velikost pole v 90 cm	prům. 15 cm
Reflektor	prům. 33 cm
Filtr	zrcadlo / skleněný I/R filtr
Rukojeť	sterilizovatelná
Vstupní napětí	220-240 V, 50/60 Hz
Rotace světelné hlavy	350°
Rozměry světelné hlavy	průměrný. 33 cm x výška 30 cm
Délka ramen:	73 cm + 40 cm
Hmotnosti svítidel:	
Nástěnné	4,8 kg
Stojanové	14,7 kg
Stropní 1-ramenné	11,8 kg
Stropní 2-ramenné	15,9 kg



Objednací číslo:

011342

Všechna uvedená stropní svítidla lze montovat na pojízdný stropní systém EZ-Glide (viz.samostatný list)

