

XenaLux

chirurgická čelní lampa

Moderní design zaručující špičkový výkon a výrazně jasnější světelný paprsek.

Chirurgická čelní lampa XenaLux je napájena 300 W xenonovým zdrojem a světlo je distribuováno přes vícevláknové kabely. Nabízí vynikající intenzitu velkou spolehlivost. Celý optický systém má řadu kloubových spojení, odnímatelný nastavovací joystick a nově a lepší vertikálně nastavitelné spojovací rameno pro větší dosah a lepší ovladatelnost. Unikátní design a optika zajišťují vynikající vlastnosti čelní lampy XenaLux.

Přednosti čelní lampy

- mimořádně jasné světlo 120.000 lx
- variabilní dokonalá kruhová stopa
- velmi nízká hmotnost
- pohodlná
- kompaktní optický systém
- plně nastavitelná, unikátně navržené spojovací rameno umožňuje vertikální nastavení optického modulu
- přizpůsobená ke všem portům Wolf
- kabelový svazek, standard 3,5



Technické parametry

Svítivost	120.000 lx (prac. vzdálenost)
Barevná teplota	6.000 °K
Světelná stopa	2 - 11 cm
Hmotnost čelní lampy	118 g
Hmotnost kabelu	145 g
Rozsah nastavení čelenky	50 - 59 cm
Rozsah nastavení "koruny"	25 - 32 cm

XenaLux

Zdroj světla (Illuminator)

Zdroj světla	300 W Xenon
Životnost zdroje světla	500 hodin
Připojení optického kabelu	Wolf, Storz, Olympus, ACMI a Pilling konektory
Volitelné	pojízdný, výškově stavitelný stojan s policí a madlem

Zdroj světla (Illuminátor)

- vytváří nejvyšší intenzitu bílého světla jakéhokoliv 300 W Xenonového zdroje
- dlouhá životnost žárovky 500 hodin
- tichý, chladicí ventilační systém
- otočná revolverová hlavice pro Wolf, Storz, Olympus, ACMI a Pilling konektory
- počítadlo provozních hodin
- volitelný mobilní stojan; na polici je umístěno madlo pro snadnou manipulaci