



AIM-50

Halogenové vyšetřovací svítidlo.

**Neomezené rotace, nejlepší intenzita osvětlení ve své třídě, všestrannost.
Navrženo tak, aby splňovalo požadavky i těch nejnáročnějších zdravotnických zařízení -
vysoká intenzita, nízká provozní teplota a nízké náklady.**

Svítidlo AIM-50 se vyznačuje jedinečnou estetikou a u stropního provedení také neomezenou rotací, což bylo možné jen u svítidel pro velkou chirurgii. Spolu s vysokou intenzitou osvětlení poskytuje velmi plynulou fokusaci a vynikající ovladatelnost. Delší systém ramen zajišťuje, že svítidlo můžeme polohovat v širokém spektru pozic, což je ideální při vyšetření. Svítidlo AIM-50 je vhodné pro pohotovosti, ordinace, oftalmologie a kliniky.



Technické parametry

AIM-50

Svítivost	45.000 lx / 1 m
Barevná teplota	3.100 °K
Index barevného podání (CRI)	Ra = 96
Zdroj světla	3x 50 W / 12 V quartzové, halogenové, paralelní žárovky
Životnost světelného zdroje	2.000 hodin
Světelná stopa	25 - 31 cm
Průměr světelné hlavy	51 cm
Hloubka osvětlení	119 cm
Rotace 360°	okolo vertikálních os u 1-ram. stropních svítidel
Rukojeť	odnímatelná sterilizovatelná
Fokusace	pomocí rukojeti
Otočný radius strop. svítidla	max. 160 cm
Vertikální rozsah strop. svít.	104 cm
Min. / Max výška stropu	244 cm / 366 cm
Hmotnost: stropní 1-ramenné	29,0 kg
stojanové	24,5 kg

Schvalovací normy a certifikáty:

UL/IEC 60601-1
IEC 60601-1-2
EN/ IEC 60601-2-41 a CAN/CSA C22.2 NO. 601.1 M90
CE označení

