

Centura Fiber Optik

... bodová lampa s generátorem světla pro optický kabel

/ Storz, Olympus, Wolf a ACMI /

Všestranně využitelné, příjemné svítidlo Centura je jediné zdravotnické bodové svítidlo na trhu s možností využití světelného zdroje pro optická vlákna se čtyřmi pozicemi pro nejpoužívanější konektory - Storz, Olympus, Wolf a ACMI.

Centura je model s vysokou intenzitou světla a s možností fokusace. Ve vzdálenosti 914 mm je velikost bodu kontinuálně nastavitelná od prům. 76 mm do prům. 406 mm. Všechny modely jsou standardně vybaveny sterilizovatelnou rukojetí.

Technické parametry

Intenzita	21.500 lx / 914 mm
Barevná teplota	3.500 °K
Světelný zdroj - přední	150 W halogenová žárovka
Životnost žárovky	500 hodin
Velikost pole v 914 mm	prům. 76 - 406 mm
Reflektor	prům. 5 cm, dichroický zrcadlo / skleněný I/R filtr
Filtr	sterilizovatelná
Rukojeť	sterilizovatelná
Vstupní napětí	210-230 V, 50/60 Hz
Rotace světelné hlavy	540°
Rozměry světelné hlavy	prům. 127 mm x 332 mm
<u>Délka ramen:</u>	
Nástěnné a stropní svítidlo	145 cm
Stojanové svítidlo	98 cm
Vertikální pohyb ramene	+/- 40°
Výška stojanového svítidla	189 cm



022942



022944



022943



022945



Chuttle Trak - stropní pojezdový systém

Provedení:

F.O.

nástěnné	022942
stojanové	022943
stropní 1-ram.	022944
stropní 2-ram.	022945

Kombinovaná svítidla:

stropní Centura / Centura F.O.	023045
stropní Centura / Centurion	028545
stropní Centura F.O. / Centurion	029545

F.O. = /fiber optik/ se světelným zdrojem pro optické vlákno

Všechna uvedená stropní svítidla lze montovat na pojezdový stropní systém Chuttle Trak (viz.samostatný list)

