

Centura Traditional

... bodová lampa s generátorem světla pro optický kabel
 / ACMI /

Pro bodové svítidlo Centura Traditional je charakteristické vyjímečné provedení s unikátním designem. Nabízí možnost využití světelného zdroje s jedním konektorem / ACMI / pro optické vlákno čelní lampy nebo nástrojů. Centura Traditional je svítidlo s vysokou intenzitou světla s možností fokusace. Ve vzdálenosti 914 mm je velikost bodu kontinuálně nastavitelná od průměru 76 mm do průměru 406 mm se svítivostí 21.500 lx. Svítidlo Centura Traditional může být použito samostatně nebo v kombinaci s jinými svítidly.

Technické parametry

Intenzita	21.500 lx / 914 mm	
Barevná teplota	3.200 °K	
Světelný zdroj		
- přední žárovka	150 W halogenová žárovka	
- žárovka pro optické vlákno	150 W halogenová žárovka	
Životnost žárovky		
- přední žárovka	500 hodin	
- žárovka pro optické vlákno	40 hodin	
Velikost pole v 914 mm	prům. 76 - 406 mm	
Reflektor	prům. 5,0 cm dichroický	
Filtr	zrcadlo / skleněný I/R filtr	
Rukojeť	sterilizovatelná	
Vstupní napětí	210-230 V, 50/60 Hz	
Rotace světelné hlavy	540°	
<u>Délka ramen:</u>		
Nástěnné a stropní svítidlo	145 cm	
Stojanové svítidlo	98 cm	
Vertikální pohyb ramene	+/- 40°	
Výška stojanového svítidla	189 cm	
<u>Hmotnosti svítidel:</u>	standard	F.O.
Nástěnné	10,5 kg	11,5 kg
Stojanové	28,0 kg	29,5 kg
Stropní 1-ramenné	15,9 kg	17,0 kg
Stropní 2-ramenné	25,0 kg	27,9 kg



<u>Provedení:</u>	standard	F.O.
nástěnné	022842	022942
stojanové	022843	022943
stropní 1-ram.	022844	022944
stropní 2-ram.	022845	022945
<u>Kombinace svítidel:</u>		
stropní Centura / Centura F.O.		023045
stropní Centura / Centry	028345	
stropní Centura / Centurion	028545	
stropní Centura F.O. / Centry		029345
stropní Centura F.O. / Centurion		029545

F.O. = /fiber optik/ se světelným zdrojem pro optické vlákno

Všechna uvedená stropní svítidla lze montovat na pojízdný stropní systém Chuttle Trak (viz.samostatný list)



022843 / 022943



022842 / 022942



022844 / 022944



022845 / 022945