

Centurion Prestige

... svítidlo pro chirurgii

Svítidlo Centurion Prestige je ve stejném provedení jako Centurion Traditional. Má ale navíc dva charakteristické rysy: - světelná hlava je uchycena na dvojitém třmenu

- větší stupeň flexibility při práci.

Svítidlo Centurion Prestige účinně redukuje stín.

Technické parametry

Intenzita	43.000 lx / 914 mm
Barevná teplota	4.000 °K
Světelný zdroj	90 W halogenová žárovka
Životnost žárovky	2.000 hodin
Velikost pole v 914 mm	prům. 150 mm
Reflektor /elipsový/	prům. 380 mm, hliník
Filtr	skleněný I/R filtr
Rukojeť	sterilizovatelná
Vstupní napětí	210-230 V, 50/60 Hz
Rotace světelné hlavy	540°
Rozměry světelné hlavy	prům. 400 x výška 254 mm
<u>Délka ramen:</u>	
Nástěnné a stropní svítidlo	145 cm
Stojanové svítidlo	98 cm
Vertikální pohyb ramene	+/- 40°
Výška stojanového svítidla	189 cm
<u>Hmotnosti svítidel:</u>	
Nástěnné	11,7 kg
Stojanové	29,3 kg
Stropní 1-ramenné	17,1 kg
Stropní 2-ramenné	28,2 kg



022843 / 022943



022842 / 022942



022844 / 022944



022845 / 022945

Provedení:

nástěnné	041542
stojanové	041543
stropní 1-ram.	041544
stropní 2-ram.	041545
Nástěnné se záložním zdrojem.....	041542B
Stojanové se záložním zdrojem.....	041543B
stropní 1-ram se záložním zdrojem	041544B
<u>Kombinace svítidel:</u>	
stropní Centurion / Centry	040545
stropní Centurion / Centura	048545
stropní Centurion / Centura F.O.	049545

F.O. = /fiber optik/ světelný zdroj pro optické vlákno

Všechna uvedená stropní svítidla lze montovat na pojízdný stropní systém Chuttle Trak (viz.samostatný list)