

Centurion Standard

... svítidlo pro chirurgii

Centurion je revoluční chirurgické svítidlo střední třídy, které nabízí provedení a základní charakteristiky jako drahá chirurgická svítidla. Centurion v sobě zahrnuje vysokou účinnost, jedinečný design reflektoru, optimální redukci stínu a speciální ramenní systém.

Technické parametry

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Intenzita | 43.000 lx / 914 mm |
| Barevná teplota | 4.000 °K |
| Světelný zdroj | 90 W halogenová žárovka |
| Životnost žárovky | 2.000 hodin |
| Velikost pole v 910 mm | prům. 150 mm |
| Reflektor /elipsový/ | prům. 380 mm, hliník |
| Filtr | skleněný I/R filtr |
| Rukojeť | sterilizovatelná |
| Vstupní napětí | 210-230 V, 50/60 Hz |
| Rotace světelné hlavy | 540° |
| Rozměry světelné hlavy | prům. 400 x výška 254 mm |
| <u>Délka ramen:</u> | |
| Nástěnné a stropní svítidlo | 145 cm |
| Stojanové svítidlo | 98 cm |
| Vertikální pohyb ramene | +/- 40° |
| Výška stojanového svítidla | 189 cm |



Provedení:

| | |
|---------------------|--------|
| nástěnné | 021542 |
| stojanové | 021543 |
| stropní 1-ram. | 021544 |
| stropní 2-ram. | 021545 |

Kombinace svítidel:

stropní Centurion / Centry
 stropní Centurion / Centura
 stropní Centurion / Centura F.O.

F.O. = /fiber optik/ světelný zdroj pro optické vlákno

Všechna uvedená stropní svítidla lze montovat na pojízdný stropní systém Chuttle Trak (viz.samostatný list)



021543



021542



Chuttle Trak - stropní pojízdný systém



021544



021545