

# Centurion Traditional

*... svítidlo pro chirurgii*

Centurion Traditional je revoluční chirurgické svítidlo střední třídy, které nabízí provedení a základní charakteristiky jako drahá chirurgická svítidla. Centurion Traditional v sobě zahrnuje vysokou účinnost, jedinečný design reflektoru, optimální redukci stínu a speciální ramenní systém.

## Technické parametry

Intenzita	43.000 lx / 914 mm
Barevná teplota	4.000 °K
Světelný zdroj	90 W halogenová žárovka
Životnost žárovky	2.000 hodin
Velikost pole v 914 mm	prům. 150 mm
Reflektor /elipsový/	prům. 380 mm, hliník
Filtr	skleněný I/R filtr
Rukojeť	sterilizovatelná
Vstupní napětí	210-230 V, 50/60 Hz
Rotace světelné hlavy	540°
Rozměry světelné hlavy	prům. 400 x výška 254 mm
<b>Délka ramen:</b>	
Nástěnné a stropní svítidlo	145 cm
Stojanové svítidlo	98 cm
Vertikální pohyb ramene	+/- 40°
Výška stojanového svítidla	189 cm
<b>Hmotnosti svítidel:</b>	
Nástěnné	11,2 kg
Stojanové	28,8 kg
Stropní 1-ramenné	16,6 kg
Stropní 2-ramenné	27,1 kg



## Provedení:

nástěnné .....	021542
stojanové .....	021543
stropní 1-ram. ....	021544
stropní 2-ram. ....	021545
Nástěnné se záložním zdrojem ....	021542B
Stojanové se záložním zdrojem ...	021543B

## Kombinace svítidel:

stropní 1-ram se záložním zdrojem	021544B
stropní Centurion / Centry .....	020545
stropní Centurion / Centura .....	028545
stropní Centurion / Centura F.O.	029545

F.O. = /fiber optik/ světelný zdroj pro optické vlákno

Všechna uvedená stropní svítidla lze montovat na pojízdný stropní systém Chuttle Trak (viz.samostatný list)



021543 / 021543B



021542 / 021542B



021544 / 021544B



021545