

# ChuttleTrak

**... pojízdný stropní systém pro svítidla Centry, Centura a Centurion**

ChuttleTrak je pojízdný stropní systém, určený pro stropní svítidla Centry, Centura a Centurion a jejich kombinace. S dráhou dlouhou 152 cm a spolu s ramenem svítidla pokryje ShuttleTrak oblast v délce 427 cm. K dispozici jsou dva modely - s jedním vozíkem a se dvěma vozíky. Každý vozík může být přizpůsoben pro jednu nebo dvě světelné hlavy.



**044011 ShuttleTrak s jedním vozíkem**



**044012 ShuttleTrak se dvěma vozíky**

**Technické parametry**

Pokrytá oblast	v délce 427 cm
Rozměry:	178 x 27 x 13 cm /délka x šířka x výška/
Hmotnost	cca 20 kg
Modely:	
s jedním vozíkem	044011
se dvěma vozíky	044012

**Příklady kombinací:**



**Centry T. & Centurion T.**



**Centry P. & Centurion P.**



**Centura T. & Centurion T.**



**Centura F.O. & Centurion P.**