

Výrobce:



Dovozce a prodejce:

hospital > engineering

care is highest priority

www.hospitalengineering.cz

FL-101

víceúčelové svítidlo

Solidní, víceúčelové svítidlo speciálně určené pro pokrytí velké plochy. Je vhodné pro vyšetřovny, laboratoře, technické zázemí nebo pro lidi se zhoršeným zrakem.



- dvě 15W zářivky dávající ekvivalentní světlo jako 150W žárovka
- na velkou plochu dodává světlo bez stínů s minimem tepla
- paralelní rameno s vyvažovacími pružinami zajišťuje vždy horizontální polohu světelné hlavy
- FL-101 je uzemněno a je standardně dodáváno se svěrkou na stůl a světelnými zdroji (možno dokoupit úchyt na zeď)

