



## GLEAMER

### Všestranné halogenové vyšetřovací svítidlo.



Pokud vaše zařízení hledá všestranné, robustní, kompaktní halogenové svítidlo, pak Gleamer je vaše řešení. Svítidlo bylo navrženo tak, aby splňovalo ty nejnáročnější požadavky zdravotnických zařízení, jako je vysoká intenzita, nízká provozní teplota, kompaktní design a užitná hodnota. Nabízí 45.000 lux, robustní husí krk a volitelné 41 cm dlouhé prodlužovací rameno. Gleamer poskytuje vysokou intenzitu, maximální flexibilitu a mimořádnou spolehlivost. Unikátní větrací systém spolu s povrchem reflektoru pohlcuje infračervené záření a světlo je proto chladné, téměř bez tepla.



#### Technické parametry

Svítilivost	45.000 lx / 46 cm
Barevná teplota	3.200 °K
Index barevného podání (CRI)	Ra = 91
Zdroj světla	35 W, halogen
Úhel vyzařování žárovky	standard široký paprsek
Životnost světelného zdroje	2.000 hodin
Průměr hlavice	12,2 cm
Délka ramene, vč. hlavy	65 cm (47+18 cm)
Délka s ext. ramenem	95 cm
Provedení nástěnné nebo na pojízdném stojanu	
Hmotnost: nástěnné	5 kg
stojanové	14 kg

#### CoolSpot II

#### Schvalovací normy a certifikáty:

UL/IEC 60601-1  
IEC 60601-1-2  
EN/ IEC 60601-2-41 a CAN/CSA C22.2 NO. 601.1 M90  
CE označení