

# Nova

## vyšetřovací svítidlo

Vyšetřovací svítidlo Nova patří mezi často používaná svítidla ve zdravotnictví. Dává dostatečnou intenzitu osvětlení, chladné světlo a splňuje veškeré nároky dnešní zdravotní péče.

Je zkonstruováno pro maximální pohodlí, funkčnost, a i přes velké nároky na design si zachovává všechny vlastnosti vysoce kvalitního vyšetřovacího svítidla.

Díky nové základně, která zabírá daleko méně místa, má svítidlo Nova velmi dobrou stabilitu s velmi snadnou manipulací.



0970020

### Technické parametry:

Intenzita osvětlení	27.980 lx / 60 cm
Barevná teplota	3.100 °K
Teplota osvětlení	studené
Světelný zdroj	20 W halogenová žárovka (s životností 4.000 hodin)
Horizontální otáčení hlavičky	90°
Snadná výměna žárovek bez potřeby nářadí	
Snadné polohování hlavičky	
Hlavní vypínač	na podstavci
Barevné provedení svítidla	bílé

